



Protocolo de Transações Unimed

PTU Layout A900

Sumário

Sumário.....	2
1. Objetivo	3
2. Introdução	3
3. Fluxo do Processo.....	3
4. Execução.....	3
5. Conclusão	10


1. Objetivo

Este tutorial tem o objetivo de explicar visualmente os procedimentos de importação do PTU no Layout A900 em modo batch.

2. Introdução

O Protocolo de Transações Unimed é um arquivo que tem como objetivo criar um layout PTU da Tabela de Materiais e Medicamentos Nacional para carga nos sistemas de Gestão.


3. Fluxo do Processo



4. Execução

Para utilização das rotinas de importação e exportação do PTU, aplique primeiramente o novo Layout.

1. Na rotina **Aplicação Layout (PLSPTUAPL)**, acesse as opções **Miscelânea / EDI / Aplicação Layout**.




Parametros

Lay-Out ?

Path ?

Ok Cancelar

2. Na janela exibida, informe o layout A900 e o caminho onde foram salvos os arquivos EDI contidos no pacote (é recomendado salvar os arquivos dentro do RootPath).



Parametros

Lay-Out ?

Path ?


Ok Cancelar

3. Acesse as opções **Miscelânea /Unimed/Edi-Importação/Layout A900**.

Para a geração do layout A900 é necessário possuir uma tabela de honorários já definida e atrelar o seu código ao parâmetro **MV_CDTP900**. Se o parâmetro não for criado, o sistema cria uma tabela automaticamente.

MV_CDTP900 : Código do tipo de tabela utilizada para importação do PTU900 campo de referência **Tp.Pad.Saúde** (BF8_CODPAD). Esse parâmetro deve ser utilizado para informar o código da tabela parametrizado na Tb Dinâmica Evento (PLSA140), caso contrário, o sistema realiza automaticamente a criação da tabela e o parâmetro é atualizado com seu código. Consulte mais informações no manual de Cadastros do PLS.

Exemplo:



Cod Tipo Tabela:


Descricao:


Segmento	Dig. do Seg.	Descr. Seg.
01	08	PROCEDIMENTO

Mascara
99999999


Importando o arquivo:



Preencha os parâmetros conforme necessário:





Confirme:





Efetua a importacao do Layout A-900

Analise finalizada com sucesso.

[111] De [4010] 3% Concluido

Procedimento importado na base de dados:


Tabela Dinâmica de Eventos [TABELA PTU NACIONAL] - VISUALIZAR

Tp.Tab.Proc.* **Desc.Tp.Tab.**

Código Proc.* **Descrição***

Nível* **Tipo*** **Cd.Pad.Saúde**

Un.Med.Valor	Desc.Un.Med.	Referencia	Porte Med.	Unidade	Val
VMT	VALOR MATERIAIS		1,0000	R\$	



>> 71092234 - PROTESE MAMARIA TEXTURIZADA DE GEL COESIVIDADE DE SILICONE

Gerais Cobertura Padrao Carencia Quantidade Periodicidade

Tp.Pad.Saude* 14 Desc.Tipo TAB MATERIAIS E MEDICAM NACIONAL

Desc.Tb.Pd* PROTESE MAMARIA TEXTURIZADA DE GEL COESIVIDADE DE SILICONE MODELO MCGHAN Nível* 3

5. Conclusão

Ao término deste tutorial, você deve estar apto a realizar a importação do PTU no Layout A900.