

Parâmetro MV_PLSADT1

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------|
| Produto | : Microsiga Protheus® Plano de Saúde - Versão 11 | | |
| Chamado | : TICKR3 | Data da publicação | : 17/04/14 |
| País(es) | : Brasil | Banco(s) de Dados | : Todos relacionais |

Criado o parâmetro **MV_PLSADT1** para imprimir apenas a primeira pagina da guia SADT Versão TISS 2.0.

Procedimento para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

| Itens/Pastas | Descrição |
|--------------|---|
| Nome | MV_PLSADT1 |
| Tipo | Lógico |
| Cont. Por. | .F. |
| Descrição | Imprime apenas a primeira pagina da guia de autorização SADT. |

Procedimento para Utilização

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**, e altere o conteúdo padrão do **parâmetro MV_PLSADT1** para .T. fazendo com que a opção **Imp.guia** realize a impressão apenas da primeira pagina da guia de autorização SADT.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| Tabelas Utilizadas | BA0 – Operadoras de saúde |
| Rotinas Envolvidas | PLSA094A.PRW – Autorização SADT/Consulta PLSTISS.PRW – Impressão de Guias PLSR430n.PRW – Guia SP/SADT |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |