



Ajuste na exportação do relatório de Audiometria

Produto	:	TOTVS SST + Atendimento Clínico + 11.8.0.3			
Chamado	:	TDYVDK	Data da publicação	:	20/03/13
País (ES)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Oracle

Importante

Esta melhoria depende de execução da atualização do sistema, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizado ajuste no processo de exportação do exame de audiometria para o Word®. Anterior à correção ao realizar a exportação, o gráfico da audiometria não era exibido. Após correção, o gráfico referente ao exame audiométrico do funcionário pode ser visualizado normalmente.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dll's e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Ajuste na exportação do relatório de Audiometria



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.dfm	15029
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.pas	15029

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Em **Atendimento Clínico** acesse **Paciente/Abrir**.
2. Selecione um paciente que possua em seu prontuário um exame audiométrico, e clique em **Abrir** novamente.
3. Clicar na aleta **Audiometria**.
4. Selecione o exame que deseja exportar.
5. Clique em **Imprimir/Exportar**.
6. Clique em **Exportar**, e selecionar a opção de exportação para Word®.
7. Abra o arquivo gerado e verifique que o gráfico da audiometria foi exportado com sucesso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	Não se aplica
Funções Envolvidas	Relatório de Audiometria
Sistemas Operacionais	Windows®