



Ajuste no preenchimento de resultados de exames de audiometria

| | | | | | |
|----------|---|---|--------------------|---|----------|
| Produto | : | SST + Atendimento Clínico 11.8.0.3 e 11.8.0.4 | | | |
| Chamado | : | TEDVQA | Data da publicação | : | 22/04/13 |
| País(es) | : | Brasil | Banco(s) de Dados | : | Oracle |

Importante

Esta melhoria depende da execução a atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no preenchimento de resultados de exames de audiometria. Anterior à correção, ao sinalizar o resultado do exame como **Alterado**, era obrigatório a seleção de umas das seguintes opções: **OCUP** ou **Não OCUP**. Após a correção essa seleção não é mais de caráter obrigatório.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Atualizações do update/compatibilizador



1. Criação ou Alteração de **Arquivos**.

| Operação | Local/Arquivo | Versão |
|-----------|---|--------|
| Alteração | C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.dfm | 15781 |
| Alteração | C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.pas | 15781 |

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Em Atendimento Clínico selecione **Paciente/Abrir**.
2. Selecione um paciente.
3. Acesse a aleta **Audiometria**.
4. Crie um novo exame audiométrico.
5. Clique na aba **Conclusão**.
6. Marque a opção **Alterado** no campo **Resultado de Exame**.
7. Salve a alteração no botão **Concluir**.

Informações Técnicas

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Tabelas Utilizadas | Não se aplica |
| Funções Envolvidas | Novo exame de audiometria |
| Sistemas Operacionais | Windows® |