



Ajuste na gravação das inf. Mascaramento dos exames audiométricos

Produto	:	SST + Atendimento Clínico 11.8.0.3 e 11.8.0.4			
Chamado	:	TEE304	Data da publicação	:	16/04/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Oracle

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no processo de gravação das informações de **Mascaramento** no exame audiométrico, de forma que, estas estejam disponíveis para edição/impressão, após a conclusão do exame. Anterior à correção após o preenchimento dessas informações e posterior conclusão do exame, ao acessá-lo novamente para edição/impressão não era possível visualizá-las.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- a) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.
 1. **OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Ajuste na gravação das inf. Mascaramento dos exames audiométricos.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Criação ou Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.dfm	15820
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.pas	15820

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Em **Atendimento Clínico**, acesse **Paciente/Abrir/Ficha de Paciente/Audiometria**.
2. Crie um novo exame audiométrico, preenchendo os campos de mascaramento.
3. Após o preenchimento dos campos, clique em **Concluir**.
4. Selecione o exame criado e clique em **Editar** ou **Imprimir**.
5. As informações de mascaramento exibidas anteriormente estarão disponíveis para visualização/edição.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	Não se aplica
Funções Envolvidas	Exame de audiometria
Sistemas Operacionais	Windows®