

**Ajuste na impressão de relatório**

<b>Produto</b>	: TOTVS ® SST+PCMSO – 11.8.0.4	<b>Data da publicação</b>	: 26/04/13
<b>Chamado</b>	: <b>TEEKPC</b>	<b>Banco(s) de Dados</b>	: <i>Oracle</i>
<b>País(es)</b>	: <i>Brasil</i>		

<b>Cliente</b>	: UNIMED DE TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
----------------	--


**Importante**

Esta melhoria depende de execução da atualização do sistema para a versão conforme descrita neste documento, de acordo com os **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste na impressão do relatório “**58.1 - Relatório Anual Descritivo**”. Anterior ao ajuste, na tentativa de impressão do relatório era exibida tela com mensagem de erro e o relatório não era impresso.

## Procedimentos para Implementação

**! Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

**Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- a) Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.  
**OBS:** o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- b) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.  
**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

**Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

**Atualizações do Update/Compatibilizador**

## 1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\repstd58\DTM_RelatorioAnual.pas	16170
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\repstd58\DTM_RelatorioAnual.dfm	16170
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pcms0\dtm_PCMSO.dfm	16170
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pcms0\dtm_PCMSO.pas	16170

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

1. No módulo **PCMSO** acesse o menu **IMPRESSOS/RELATÓRIOS/PCMSO**.
2. Selecione o relatório **58.1 - Relatório Anual Descritivo** e clique em **Exibir Relatório**.
3. Será exibida a tela **Relatório de empresas**, nela selecione o que será exportado ao relatório.
4. Clique em **Imprimir**.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Inclusão de um exame audiometrico.
Sistemas Operacionais/Navegador	Windows®