



Ajuste na Exportação e Impressão de Relatório 92.1

Produto	:	TOTVS® SST + Clínicas 11.8.0.2 e 11.8.0.5			
Chamado	:	TEGHR8	Data da publicação	:	09/05/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle</i>

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste na impressão e exportação do relatório **92.1 - Relatório Anual Agrupado por Exames Ocupacionais**. Anterior ao ajuste nos dados não eram apresentados após a exportação ou impressão do relatório.



Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- a) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\repanual92\dtm_RelatorioAnualTipoAso.dfm	16603
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\repanual92\dtm_RelatorioAnualTipoAso.pas	16603

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.



Procedimentos para Utilização

1. No módulo **Atendimento Clínico** acesse **Impressos/Relatórios**.
2. Selecione o relatório **92.1 – Relatório Anual Agrupado por Exames Ocupacionais**.
3. Preencha as informações necessárias e clique em **Imprimir** ou **Exportar**.
4. Verifique que o relatório será exibido com todos os dados.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Impressão de relatórios.
Sistemas Operacionais	Windows®