



Ajuste no Rodapé do ASO Impresso

Produto	:	TOTVS® SST + Clínicas, 11.8.0.5			
Chamado	:	TEGV60	Data da publicação	:	09/05/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle</i>

Importante

Esta melhoria depende de execução da atualização conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no **rodapé do ASO impresso**. Anterior ao ajuste dado na impressão do ASO a informação do **número de vias** não eram exibidas.



Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- a) Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.
OBS: o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- b) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.
OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm ImpressaoASO.pas	16623



Procedimentos para Configuração

Não se aplica.



Procedimentos para Utilização

1. No módulo **Atendimento Clínico** acesse uma ficha de atendimento.
2. Se selecionada, desmarque a opção **Impressão Matricial**.
3. Realize a impressão do ASO.
4. Verifique que rodapé do documento a informação de número de vias.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Impressão do ASO.
Sistemas Operacionais	Windows®