



Módulo de Exportação de Audiometrias no Clínicas

Produto	:	TOTVS SST® Atendimento Clínico + 11.7.0.5 e 11.8.0.5			
Chamado	:	TEGQPM	Data da publicação	:	21/05/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle</i>

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Melhoria consiste na importação do módulo **Exporter Audiometria** para o módulo de **Atendimento Clínico**. Incluída também permissão de acesso por usuário para este recurso.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\projetos\Clinicas.dpr	17052
Alteração	C:\Projetos\pmwed7\exporter audiomet\datamodules\DM_ExporterUniAudio.dfm	17052
Alteração	C:\Projetos\pmwed7\exporter audiomet\datamodules\DM_ExporterUniAudio.pas	17052
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\atendimento clinico\MainAtendimento.dfm	17052
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\atendimento clinico\MainAtendimento.pas	17052
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comun\dtm_Permissoes.pas	17052
Alteração	C:\Projetos\pmwed7\exporter audiomet\forms\frm_ExporterUniAudio.pas	17052
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comun\xStrUtils.pas	17052



Procedimentos para Configuração

1. No módulo **Configurações** acesse **Usuários/Configurações de Permissões**.
2. Selecione o usuário para atribuir permissão de acesso ao recurso.
3. Marque o check box do item **Exportador de Exames Audiométricos**.
4. Clique em **Ok**.

Procedimentos para Utilização

1. No módulo **Atendimento Clínico** acesse o menu **Aplicativos**.
2. Verifique a aleta **Exporter Audiometria**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Exporter Audiometria.
Sistemas Operacionais	Windows®