



Ajuste na Aba Calor na Tela de Avaliações

Produto	:	TOTVS® SST + PPRA 11.7.0.5 e 11.8.0.5			
Chamado	:	TEGPIY	Data da publicação	:	13/05/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle</i>

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste na **Avaliação de Agentes** para que seja exibida a aba **Calor** somente quando selecionado agente relacionado à aba. Anterior ao ajuste não era realizada validação do agente para habilitação da aba **Calor**.



Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- a) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.



Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\ppra\frm_PPRAcfgAletaAvaliacaoRiscos.pas	16710



Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. No módulo **PPRA** selecione uma empresa.
2. Clique em **Mapa de Implantação/Alterar Configurações/Configuração por Setor**.
3. Selecione o setor e clique na aleta **Agentes**.
4. Selecione o agente **Calor**, clique em **Alterar** e verifique que a aba **Calor** é exibida.
5. Selecione outro agente, clique em **Alterar** e verifique que a aba **Calor** não é exibida.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Habilitação de abas.
Sistemas Operacionais	Windows®