



Ajuste na Inclusão de Dados na Aleta Iluminância

Produto	:	TOTVS SST® PPRA, 11.8.0.5			
Chamado	:	TEHGPO	Data da publicação	:	27/05/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle</i>

Importante

Esta melhoria depende de execução do *atualização* conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizado ajuste na aleta **Iluminância**, levando em consideração a versão do mapa de implantação de cada empresa. Anterior ao ajuste as informações adicionadas na aleta não eram salvas.



Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- a) Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.
OBS: o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- b) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.
OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\ppra\frm_PPRACfgAletaIluminancia.pas	17022
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\ppra\frm_PPRACfgAletaIluminancia.dfm	17022
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\ppra\dtm_PPRACfgAletaIluminancia.pas	17022
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\ppra\dtm_PPRACfgAletaIluminancia.dfm	17022



Procedimentos para Configuração

Não se aplica.



Procedimentos para Utilização

1. No módulo **PPRA** acesse o **Mapa de Implantação**.
2. Acesse as configurações por setor/função.
3. Inclua dados na aleta de **Iluminância**.
4. Salve as informações.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Aleta Iluminância.
Sistemas Operacionais	Windows®