



Ajuste na impressão do prontuário na tela

Produto	:	TOTVS SST® PPRA – 118.0.7			
Chamado	:	TELDV8	Data da publicação	:	16/08/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Oracle®

Importante

Esta melhoria depende de execução conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste realizado no método que monta os dados do funcionário no resumo, para que a informação não seja duplicada. Antes do ajuste, a última informação era duplicada.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.
OBS: o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.
OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	\\pmwe\pmed\datamodules\dtm_Resumo.pas	20656

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abra a ficha de um funcionário.
3. Realize o resumo do prontuário.
4. Não serão exibidos dados com duplicidade.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Clínicas
Sistemas Operacionais	Windows®