



Ajuste na rotina do alerta de paciente

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|---|----------------|
| Produto | : | TOTVS SST® Clínicas 11.5.0.4 e 11.8.0.7 | | | |
| Chamado | : | TELDTV | Data da publicação | : | 19/08/13 |
| País(es) | : | <i>Brasil</i> | Banco(s) de Dados | : | <i>Oracle®</i> |

Importante

Esta melhoria depende de execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste realizado no **Alerta de Paciente** no módulo **Atendimento Clínico**, onde corrige a rotina que remove as linhas que ficam em branco do alerta de pacientes.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

Alteração de **Arquivos**.

| Operação | Local/Arquivo | Versão |
|-----------|------------------------|--------|
| Alteração | C:\Projetos\pmwe\pmed\ | |

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abra a ficha de um paciente qualquer.
3. Abra o alerta e insira uma informação com linhas em branco.
4. Feche o alerta.
5. Abra o alerta novamente, as linhas em branco não serão exibidas.