



Ajuste no *layout* de Reimpressão de ASOs da Unimed Brasil

Produto	:	TOTVS SST® Atendimento Clínico e PCMSO – 11.8.0.7			
Chamado	:	TENY03	Data da publicação	:	08/10/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle®</i>

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuado ajuste no *layout* da **Reimpressão de ASOs da Unimed Brasil**, exibindo os dados corretamente conforme disposto no próprio *layout*.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls, e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\impaso2\dtm_AsoPrintConv.dfm	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\impaso2\ dtm_AsoPrintConv.pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\impaso2\Frm_AsoPrintConv.pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\dtm_ImpressaoAso.dfm	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\dtm_ImpressaoAso.pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\dtm_ImpressaoAsoUnimedBrasil.dfm	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\dtm_ImpressaoAsoUnimedBrasil.pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm_ExamesOcupacionaisEdit.pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm_ImpressaoAso.dfm	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm_ImpressaoAso.pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm_ImpressaoAsoUnimedBrasil.dfm	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm_ImpressaoAsoUnimedBrasil.pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pcms\frm_Main.Pas	23100
Alteração	C:\Projetos\pmwe\projetos\ImpAso.dpr	23100

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.



Procedimentos para Utilização

Módulo PCMSO:

1. Acesse o módulo PCMSO.
2. Clique em ASOs/Reimpressão de ASOs.
3. Selecione a empresa.
4. Marque os ASOs que deseja imprimir e clique em Imprimir.

Módulo Atendimento Clínico:

1. Acesse o módulo Atendimento Clínico.
2. Abra a ficha de um Paciente que tenha o cadastro do Aso.
3. Na Aleta ASOs, selecionar um aso e clique em Visualizar.
4. Clique em Imprimir.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Reimpressão de ASOs.
Sistemas Operacionais	Windows®