



Alteração na *Label* da guia de Autorização de Atendimento

Produto	:	TOTVS SST® PCMSO – 11.8.0.2 e 11.8.0.7			
Chamado	:	TENLOK	Data da publicação	:	24/09/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle®</i>

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **nome do update/compatibilizador**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi realizada alteração no *Caption* do *Label* **Unimed Destino** para **Prestador Executante** na impressão da guia de Autorização de Atendimento.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\scripts\Scripts_de_Configurações_CFG02.doc	22679
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comum\dtm_ParametrosSistema.pas	22679
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pcmso\dtm_RelatorioAutorizacao.pas	22679

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **PCMSO**.
2. Clique em **ASOs/Autorização/Encaminhamento de Exames**.
3. Selecione o encaminhamento que deseja imprimir e clique em **Encaminhar**.
4. Clique em **Imprimir Autorizações**.
5. Nesse processo existirá um ASO em andamento para ao menos um funcionário.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Impressão de Autorizações/Encaminhamentos de Exames.
Sistemas Operacionais	Windows®