



## Ajuste do layout do Documento de PCMSO

<b>Produto</b>	:	TOTVS SST® PCMSO – 11.8.0.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>TEK245</b>	<b>Data da publicação</b>	:	27/11/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle®</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração no *Layout* do Documento de **PCMSO** para a Unimed Taubaté, contemplando a NR7 e sua exigência de uma grade de periodicidades para os exames.

## Procedimento para Implementação

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

### **Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



## Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos \documentos\unimed_taubate\PCMSO_Taubate.dot	<b>25014</b>
Alteração	C:\Projetos \documentos\unimed_taubate\PCMSO_Taubate.xml	<b>25014</b>

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo de **PCMSO**.
2. Clique em **Impressos\Emitir Documento de PCMSO\Documento do Word**.
3. Selecione a empresa e o período e clique em **Imprimir**.
4. A grade dos exames estará com as devidas periodicidades.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	-
<b>Funções Envolvidas</b>	Emissão de Documento de PCMSO
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®