

Impressão do Resumo do Prontuário

Produto	: SST, CLINICAS, 11.8.0.10		
Chamado	: TEVBKA	Data da publicação	: 10/03/14
País(es)	: <i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	: <i>Oracle</i>

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **CFG 517**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Desenvolvimento de **CFG (517)** para habilitar a tela de seleção da impressora na Impressão do Resumo do Prontuário. Caso a **CFG** estiver desabilitada, o resumo é enviado para a impressora padrão.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.

OBS: o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.

Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	pmwe/pmed/comum/dtm_ParametrosSistema.pas	28652
Alteração	pmwe/pmed/comumfc/frm_Resumo.pas	28652
Alteração	scripts/Scripts_de_Configurações_CFG02.doc	28652

Procedimento para Configuração

Habilitar a seguinte configuração na base de dados:

```
INSERT INTO CFG02 (CODIGOCFG, MINEMONICOCFG, VALORCFG, DESCRICAO)
VALUES (517, 'SEL_IMPRES','T','Se "T", ao imprimir o resumo do prontuário, é aberta a
tela para selecionar a impressora');
```

Procedimento para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abra a ficha de um funcionário pelo menu **Paciente/Abrir**.
3. Gere o resumo do prontuário e clique no botão **Imprimir**.
4. Na tela de visualização, realize a impressão física do resumo.
 - a. Deverá ser aberta a tela de seleção de impressoras.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	<i>Impressão do resumo do funcionário</i>
Sistemas Operacionais	<i>Windows</i>