

Erro na reimpressão do ASO

Produto	:	SST + Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional + 11.8.0.5			
Chamado	:	TPHGB1	Data da publicação	:	15/05/14
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle</i>

UNIMED MISSÕES.

Ajuste na rotina de impressão de ASO Anterior ao ajuste era exibida linha em branco na lista de exames, quando o ASO continha mais de 10 exames.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Manter essa informação somente se aplicável, outras pontos de atenção também podem ser inseridos.

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Atualizações do update/compatibilizador

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/comum/dtm_UniMissoes.pas	32292

Procedimento para Configuração

Não se aplica.

Procedimento para Utilização

1. Acesse o módulo **Clinicas**.
2. Abra a Ficha.
3. Selecione um Paciente que contenha mais que 10 exames no ASO.
4. Clique em **Abrir**.
5. Selecione a aleta **ASO**.
6. Clique em **Editar/Imprimir/ASO**.
7. Desmaque a opção **Impressão Matricial**.
8. Imprima o Aso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Paciente/Impressão de ASO
Sistemas Operacionais	Windows