

Ajuste na Reimpressão do ASO

Produto	: SST + Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional + 11.8.0.5 - 11.8.0.11 - 11.9.0.0		
Chamado	: TPHFVC	Data da publicação	: 10/06/14
País(es)	: <i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	: <i>Oracle</i>

UNIMED MISSÕES.

Ajuste na rotina de Reimpressão de ASO. Retirada de parâmetro "REALIZATIONDATE", para que na reimpressão de ASO, este parâmetro permanecerá na consulta no processo de Convocação.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Manter essa informação somente se aplicável, outras pontos de atenção também podem ser inseridos.

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/relatorios/impaso2/ Dtm_AsoPrintConv.pas	34022

Procedimento para Configuração

Não se aplica.

Procedimento para Utilização

1. Abra o módulo **PCMSO** no menu **ASO/ Reimpressão de ASO**.
2. Selecione a empresa "Coop.Cred.Ladm.ass.sazul-sicredi união 61000931".
3. Clique em **Todos**.
4. Clique em **Imprimir/ASO**.
5. Desmarque a opção **Imprimir Matricial**.
6. Clique em **Gerar**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	<i>ASO/Reimpressão de ASO.</i>
Sistemas Operacionais	<i>Windows</i>