



Ajuste na tela de exames de audiometria

Produto	:	TOTVS SST® Atendimento Clínico – 11.7.0.5 e 11.8.0.9			
Chamado	:	TETEIP	Data da publicação	:	07/01/14
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle®</i>

Importante

Esta melhoria depende a execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração no sistema, para que seja selecionado o registro correto de calibração do aparelho utilizado em audiometrias, conforme a data de realização do exame. Também foi efetuada a mudança do Label Repouso para Repouso Auditivo.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/pca/frm_ExameDeAudiometriaM.dfm	26173
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/pca/frm_ExameDeAudiometriaM.pas	26173

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo de **Atendimento Clínico**.
2. Selecione um paciente e abra a ficha clínica.
3. Clique na aleta **Audiometria**.
4. Ao criar um novo exame e fazer a sua impressão o sistema buscará a data correta de calibração do aparelho utilizado e o label Repouso estará como Repouso Auditivo.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Exames de audiometria
Sistemas Operacionais	Windows®