



Exibição de anotações do exame físico no Relatório 1.5

Produto	:	TOTVS SST® Repstd1 – 11.8.0.9			
Chamado	:	TERXOR	Data da publicação	:	18/12/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Oracle®

! Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração no relatório 1.5, gerando a informação das anotações dos exames físicos, se houver.

Procedimento para Implementação

! Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/relatórios/repstd1/uRelDetalhesAso.dfm	25596
Alteração	C:/Projetos/pmwe/pmed/relatórios/repstd1/uRelDetalhesAso.pas	25596

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico** ou **PCMSO**.
2. Clique no menu **Impressos\Relatórios**.
3. Na categoria **PCMSO** selecione o relatório **1.5 - Relatório de Detalhes dos ASOs**.
4. Preencha os filtros satisfazendo a pesquisa para um aso com exames físicos e com anotações.
5. Imprima e visualize as anotações do exame físico no relatório.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Detalhamento de ASOs
Sistemas Operacionais	Windows®