

ASO via WEB

Produto	: TOTVS ® SST Web + Aleta ASO + 11.9.0.0	Data da publicação	: 07/02/13
Chamado	: P119SSTWEB/REQ-6	Banco(s) de Dados	: Oracle
País(es)	: <i>Brasil</i>		

 **Importante**

Esta melhoria depende de execução da atualização do sistema para a versão conforme descrita neste documento, de acordo com os **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a utilização da Aleta ASO do paciente no módulo WEB. Nessa aleta é possível realizar o atendimento dos exames e ASO's agendados via web. É possível visualizar todos os ASO's do paciente em atendimento, contemplando seus antecedentes pessoais, familiares, profissionais, exames físicos, questionários e indexação de multimídia do paciente.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

! Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- a) Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.
OBS: o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- b) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.
OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados no servidor de aplicação.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação ou Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	FindSchedules.js	13340
Criação	ISSTAgendamentoPacienteParametro.cs	13340
Alteração	ISSTFacadeAgendamentoAsoBL.cs	13340
Alteração	SSTAgendamentoAsoBL.cs	13340
Criação	SSTAgendamentoPacienteParametroProxy.cs	13340
Alteração	SSTFacadeAgendamentoAsoBL.cs	13340
Alteração	TOTVS.SST.Entidades.csproj	13340
Alteração	TOTVS.SST.Gateway.csproj	13340
Alteração	Treatment.cshtml	13340
Alteração	Treatment.js	13340

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Não se aplica.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Aleta ASO

1. Na página inicial do módulo WEB insira suas informações de **login** e **Senha**.
2. Selecione a opção **Paciente/ASO**.
3. A página de atendimento do paciente será carregada com todos os seus ASO's.

Atendimentos do ASO

Na listagem de ASO's do paciente é possível expandir cada ASO, para visualização de seus exames, e também abrir a ficha clínica detalhada para visualização.

Informações detalhadas sobre os procedimentos descritos acima estão disponíveis no Help do produto, e no Boletim Técnico sobre a funcionalidade ASO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	ASO001_FICHA_CLINICA, ASO002_FORM_FICHA_CLINICA, ASO003_FICHA_CLINICA_ASO, ASO004_RESPOSTA_ASO, ASO005_REALIZACAO_EXAMES, CLINI_13, CO050001, CO050002, CO050003, CO050004, CO050005, CO050006, CO050007, CO050008, CO050009, CO050010, CO050011, EXAMNORMALVALUES, FIN_17, GRUPO_PERGUNTA, LABEXAM, MULTIMIDIA, PERGUNTA, RESPOSTA, US01
Funções Envolvidas	Aleta ASO
Sistemas Operacionais/Navegador	Windows 7®/Todos.