

Atualização na Solicitação APAC

Produto	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11.5		
Chamado	:	TFMKUC	Data da publicação	: 03/08/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do Update de Base **U_UPDGH038**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria na **Solicitação APAC (HSPAHM12)** que permite, através da rotina **Marcação (HSPAHM29)**, alterar a data da solicitação para o dia do atendimento que deve ser realizado.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador **U_updgh038** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXS (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No Configurator (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou;**
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_Updgh038** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado **ou** é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_Updgh038**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o **backup** e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_ALTDTSO
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	
Descrição	HSP - Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado (.T. = Sim /.F. = Não).

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Importante

Para utilizar as funcionalidades é necessário habilitar o parâmetro **MV_ALTDTSO** com valor **.T.**

1. No módulo **Gestão Hospitalar (SIGAHSP)** acesse **Atualizações / SUS / Movimentação / Solicitação APAC (HSPAHM12)**.
2. O sistema apresenta a tela com as solicitações cadastradas.
3. Posicione o cursor em uma solicitação com *status Solicitada*, clique em **Agendar**, informe o(s) parâmetro(s) solicitado(s) e confirme.
4. O sistema exibe a tela **Marcação (HSPAHM29)**.
5. 3. Preencha os campos:
 - **Intervalo entre Sessões (GM8_INTERV)**.
 - **Número de Sessões (GM8_NUMSES)**.
 - **Duração Procedimento (GM8_DURACA)**.
6. Selecione uma data e hora para agendar o procedimento e confirme.
7. Na tela de **Solicitação de APAC (HSPAHM12)**, no registro selecionado anteriormente, clique em **Visualizar** e verifique se o campo **Dt Solicitac (GK7_DATSOC)** foi redefinido com a mesma data do procedimento agendado.
8. Verifique se o campo **Dt. Ini. Vid (GK7_DTINVL)** também foi alterado para a mesma data.
9. O campo **Dt Fim Vid (GK7_DTFIVL)** é alterado conforme a data definida em **Dt. Ini. Vid (GK7_DTINVL)** e o parâmetro **MV_VLDGUIA**, informa a validade da guia.

Observação: se o valor do parâmetro **MV_ALDTSO** for igual a **.F.** ou ele não existir, a data de **Solicitação de APAC(HSPAHM12)** não tem seu conteúdo alterado.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Parâmetro no arquivo SX6– Parâmetros:

Nome da Variável	MV_ALDTSO
Tipo	Lógico
Descrição	HSP - Indica se o hospital altera a data de solicitação de APAC para a data do primeiro procedimento agendado (.T. = Sim /.F. = Não).
Valor Padrão	.F.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	GK7 – Cabeçalho Solicitação APAC
Funções Envolvidas	HSPAHM29 – Marcação.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux