

## Parâmetro MV\_PLINCSO

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TGGWU8</b>	<b>Data da publicação</b>	:	11/01/13
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos Relacionais

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS78**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado parâmetro **MV\_PLINCSO** na rotina **Importacao Xml Tiss (PLSA973)** para indicar se o sistema cadastra automaticamente na tabela **Profissionais de Saude (BB0)**, profissionais de Saúde informados no arquivo Xml que não estão cadastrados na base de dados.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLS78** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDPLS78** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **09/01/13**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração **Tabelas** no arquivo **SX2 – Tabelas**:

<b>Arquivo</b>	BXX
<b>Unico</b>	BXX_FILIAL + BXX_CODINT + BXX_CODRDA + BXX_ARQIN

2. Alteração de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:

<b>Índice</b>	BB8
<b>Ordem</b>	5
<b>Chave</b>	BB8_FILIAL + BB8_TIPLOG + BB8_CEP + BB8_NR_END + BB8_EST + BB8_CODIGO + BB8_CODINT
<b>Descrição</b>	Tip Log + Cep + Num + Estado + Rda + Operadora
<b>Proprietário</b>	S

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_PLINCSO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	0
<b>Descrição</b>	Inclui na tabela Profissionais de Saúde (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss não cadastrados. 0=Não Inclui / 1=Inclui

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Copie para a caixa de entrada em seu diretório **/PROTHEUS11\_DATA/TISS** o arquivo a ser importado.
2. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea/E.d.i./Importação Xml Tiss (PLSA973)**.
3. Confirme a importação do arquivo. O sistema consulta a definição do parâmetro **MV\_PLINCSO** para indicar se os profissionais de saúde não cadastrado serão incluídos na tabela BB0.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BBO – Profissionais de Saúde
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA973 – Importação Xml Tiss
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®