

Alteração nos campos para transações Off-line

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde - Versão 10		
Chamado/Requisito	: TGUWNO	Data da publicação	: 10/04/13
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos relacionais

Alterado o tamanho dos campos **Hora do procedimento**, para envio do campo no formato HHMMSS, nas transações off-line entre UnimedS.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLS9N** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS11_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

- iii. Se há **Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- iv. Se há **Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsigla Protheus® TOTVS Smart Client**, digite U_UPDPLS9N no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **B44 - Cabeçalho do reembolso**:

Campo	B44_HORPRO
Tipo	C

Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !!!!!!!"

- Tabela **B45- Itens do reembolso:**

Campo	B45_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !!!!!!!"

- Tabela **BEA- Complementos Movimentações:**

Campo	BEA_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !!!!!!!"

- Tabela **BQV - Evolução das Diárias:**

Campo	BQV_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !!!!!!!"

- Tabela **BE1 - Cabeçalho Autorização:**

Campo	BE1_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !!!!!!!"

- Tabela **BE2 - Autorização e Procedimentos:**

Campo	BE2_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6

Decimal	0
Formato	"@R !:!:!!!"

- Tabela **BD6 - Eventos das Contas Médicas:**

Campo	BD6_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !:!:!!!"

- Tabela **B01 - Autorização Odontológica:**

Campo	B01_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !:!:!!!"

- Tabela **BE4 - Internações:**

Campo	BE4_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !:!:!!!"

- Tabela **BD5 - Contas Médicas :**

Campo	BD5_HORPRO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	"@R !:!:!!!"

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	B44-Cabecalho do reembolso B45- Itens do reembolso BEA- Complementos Movimentações BQV - Evolução das Diárias BE1 - Cabeçalho Autorização BE2 - Autorização e Procedimentos: BD6 - Evento das Contas Medica: B01 - Autorização Odontológica: BE4 - Internações BD5 - Contas Medicas
Funções Envolvidas	PLSP500 – Importação PTU A500 PLSUA500- Exportação PTUA A500 PLSUA550- Exportação A550
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®